

## BIOFEEDBACK – NEUROFEEDBACK

### PACK INSTANT MEMORY II en combinación con el sistema SINCRO I

Instant Memory II mide los pequeños cambios en la resistencia eléctrica de su piel, asociados con cambios en su estado de ánimo, estado mental o nivel de activación. SINCRO I utiliza secuencias de pulsos de sonido y luz multicolor especialmente diseñadas para modificar su actividad cerebral.

Usados en combinación, estos dos aparatos le proporcionan un tipo de biofeedback raramente encontrado incluso en sistemas clínicos de coste muy superior. Cualquier aspecto de una sesión de luz y sonido del SINCRO I puede ser usado por un Instant Memory II como señal de realimentación. La programación del SINCRO I incluye catorce programas diseñados profesionalmente. Con su sistema de programación personal, SINCRO I Editor, el aparato puede ser programado por el usuario. El software permite fácilmente diseñar nuevas sesiones o crear las versiones propias de cualquier sesión pre-programada. Las posibilidades son ilimitadas.

Esta es una combinación perfecta para la visualización, relajación, meditación, etc. Este tipo de feedback es especialmente beneficioso para ayudar a aprender a relajarse mientras se produce conscientemente un estado focalizado.

El pack incluye cuanto se adjunta en cada una de estas unidades (Mental Games, Audiostrobe, Software Editor de Sincro I, etc.).

**Pvp de los dos sistemas: 700 euros**